

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
1	***RICERCA DROGHE NELLE URINE***	Dopo 2 Giorni	Immunocromatografico	Provetta Urine DRUG
2	***TAMP. AURICOLARE DESTRO+ ANTIBIOGRAMMA***	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
3	***TAMP. AURICOLARE SINISTRO + ANTIBIOGRAMMA***	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
4	***TAMPONE RETTALE***	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
5	11-IDROSSICORTICOIDI	Fra 10 Giorni*	Colorimetrico	URINA 24 ORE
6	17 BETA ESTRADIOLO	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
7	17-OH-PROGESTERONE	Ogni Giovedi	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
8	A.C.T.H.	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	TAPPO VIOLA ACTH
9	ACIDO TRANS -TRANS-MUCONICO URINARIO	Fra 10 Giorni*	H.p.l.c.	Provetta Urina ACT
10	ACIDO 5-IDROSSIINDOLACETICO	Fra 10 Giorni*	HPLC	URINA 24 ORE
11	Acido Fenilgliossilico	Fra 15 Giorni*	H.p.l.c.	URINA 24 ORE
12	ACIDO FOLICO	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
13	Acido Ippurico	Fra 15 Giorni*	HPLC	Provetta Urina
14	ACIDO IPPURICO/METIL IPPURICO	Fra 8 Giorni*	HPLC	Provetta Urina
15	ACIDO LATTICO	Dopo 2 Giorni	chimica secca vitros fusion	tappo grigio
16	Acido Mandelico	Fra 8 Giorni*	H.p.l.c.	URINA 24 ORE
17	ACIDO METIL IPPURICO	Fra 15 Giorni*	HPLC	Provetta Urina
18	ACIDO OMOVANILLICO URINARIO	Fra 10 Giorni*	HPLC	URINA 24 ORE
19	ACIDO TRICLOROACETICO	Fra 10 Giorni*	Gas Cromatografico	Provetta Urina
20	ACIDO URICO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
21	ACIDO VALPROICO	Mercoledì - Sabato	Enzimatico	tappo rosso
22	ACIDO VANILMANDELICO	Fra 8 Giorni*	HPLC	URINA 24 ORE
23	AGGLUTININE A FREDDO	Dopo 5 Giorni	Conteggio al Laser	tappo viola
24	AGLIO (F47)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
25	ALBUMINA SERICA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
26	ALBUMINURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
27	ALCOOLEMIA		chimica secca	tappo rosso
28	ALDOSTERONE (posizione supina)	Ogni Venerdì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
29	ALDOSTERONE URINARIO	Fra 10 Giorni*	radioimmunologico	URINA 24 ORE
30	ALDOSTERONE(posizione eretta)	Ogni Venerdì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
31	ALFA FETOPROTEINA	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
32	ALFA 1 ANTITRIPSINA	Dopo 3 Giorni	Immuno-turbidimetrico	tappo rosso
33	ALFA 1GLICOPROTEINA ACIDA	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
34	ALFA LATTOALBUMINA (F76)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
35	ALLUMINIO	Fra 10 Giorni*	Assorbimento Atomico	tappo rosso
36	ALTERNARIA TENUIS (M6)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
37	AMBROSIA ELATIOR (W1)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
38	AMILASI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
39	AMILASURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
40	AMMONIEMIA	Ogni Giorno	chimica secca	TAPPO VIOLA AMMONIEMIA
41	ANT. DECARBOSS. ACIDO GLUTAMMICO	Fra 15 Giorni*	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
42	ANT. SALMONELLE (Widal)	Dopo 2 Giorni	Agglutinazione	tappo rosso
43	ANTI ANTI MITOCONDRI	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
44	ANTI ANTI MITOCONDRI	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
45	ANTI B2 GLICOPROTEINA IgG	Dopo 6 Giorni	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
46	ANTI B2 GLICOPROTEINA IgM	Dopo 6 Giorni	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
47	ANTI-MULLERIANO ORMONE	Ogni Martedì	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
48	ANTIBIOGRAMMA DA COLT. (Kirby Bauer)	Dopo 3 Giorni	campione di urine da mitto intermedio	Provetta Sterile per Urine
49	ANTIC. ANTI BORDET. PERTUSSIS Ig-G	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
50	ANTIC. ANTI BORDET. PERTUSSIS Ig-M	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
51	ANTIC. ANTI CITOPLASMA NEUTROFILI	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
52	ANTIC. ANTI EPSTEIN BARR VIRUS NATIVO	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
53	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 1 Ig-G	Ogni Mercoledì	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
54	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 1 Ig-M	Ogni Mercoledì	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
55	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 1-2 Ig-G	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
56	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 1-2 Ig-M	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
57	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 2 Ig-G	Ogni Mercoledì	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
58	ANTIC. ANTI HERPES SYMPLEX 2 Ig-M	Ogni Mercoledì	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
59	ANTIC. ANTI MICROSOMI EPATICI E RENALI	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
60	ANTIC. ANTI PERINUCLEARI NEUTROFILI	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
61	ANTIC. ANTI SACCHAROM. CER. IgA	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
62	ANTIC. ANTI SACCHAROM. CER. IgG	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
63	ANTIC. ANTI SACCHAROM. CER. IgM	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
64	ANTIC. BORRELIA BURG/AFZELII IgG	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
65	ANTIC. BORRELIA BURG/AFZELII IgM	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
66	ANTIC. HELICOBACTER PYLORI IGA	Ogni Martedì	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
67	ANTIC. HELICOBACTER PYLORI IGG	Ogni Sabato	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
68	ANTIC. HERPES ZOSTER Ig-G	Dopo 3 Giorni	immunochemiluminescenza	Tappo Bianco
69	ANTIC. HERPES ZOSTER Ig-M	Dopo 3 Giorni	immunochemiluminescenza	Tappo Bianco
70	ANTICORPI ANTI IA2	Fra 15 Giorni*	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
71	ANTICORPI anti-HCV	Dopo 2 Giorni	immunochemiluminescenza	tappo rosso
72	ANTICORPI ANTI -DNA	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
73	ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgG	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	tappo MARRONE
74	ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgM	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	tappo MARRONE
75	ANTICORPI ANTI BORDETELLA PERTUSSIS Ig-A	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
76	ANTICORPI ANTI BRUCELLA (Wright)	Ogni Giorno	Agglutinazione	tappo rosso
77	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgA	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
78	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgG	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
79	ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA IgM	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
80	ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
81	ANTICORPI ANTI CELLULE SURRENALI	Ogni Mercoledì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
82	ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS Ig-G	Dopo 3 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
83	ANTICORPI ANTI CITOMEGALOVIRUS Ig-M	Dopo 3 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
84	ANTICORPI ANTI CITRULLINA -IGG	Ogni Sabato	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
85	ANTICORPI ANTI CLAMIDIA Ig-G	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
86	ANTICORPI ANTI CLAMIDIA Ig-G TRACHOMATIS	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
87	ANTICORPI ANTI CLAMIDIA Ig-M TRACHOMATIS	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
88	ANTICORPI ANTI CLAMYDIA Ig-M	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
89	ANTICORPI ANTI CLAMYDIA- Ig-A	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	tappo MARRONE
90	ANTICORPI ANTI CLAMYDIA- Ig-A TRACHOMATIS	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	tappo MARRONE
91	ANTICORPI ANTI CORE EPATITE B	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
92	ANTICORPI ANTI CORE Ig-M (HbCIgM)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
93	ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA	Fra 8 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
94	ANTICORPI ANTI EPATITE B (Hb-S-Ab)	Ogni giorno	immunochemilumnescenza	tappo rosso
95	ANTICORPI ANTI FATTORE INTRINSECO	Dopo 3 Giorni	Immunoenzimatico	Tappo Bianco
96	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
97	ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgM	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
98	ANTICORPI ANTI GLIADINA	Ogni Martedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
99	ANTICORPI ANTI GLIADINA	Ogni Martedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
100	ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA	Ogni Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
101	ANTICORPI ANTI MICOPLASMA Ig-G	Ogni Giovedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
102	ANTICORPI ANTI MICOPLASMA Ig-M	Ogni Giovedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
103	ANTICORPI ANTI MICROSOMI	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
104	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
105	ANTICORPI ANTI MUSCOLO LISCIO	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
106	ANTICORPI ANTI MUSCOLO STRIATO	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
107	ANTICORPI ANTI NUCLEO	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
108	ANTICORPI ANTI NUCLEO (Quantitativo)	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
109	ANTICORPI ANTI ORLETTO A SPAZZOLA	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
110	ANTICORPI ANTI PEROSSIDASI(TPO)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
111	ANTICORPI ANTI PIASTRINE	Ogni Martedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
112	ANTICORPI ANTI RETICOLINA	Ogni Giovedì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
113	ANTICORPI ANTI SPERMATOZOI LIBERI	Dopo 6 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
114	ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
115	ANTICORPI ANTI TIROIDE	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
116	ANTICORPI ANTI TOSSINA TETANICA	Dopo 3 Giorni	Immunocromatografico	Tappo Bianco
117	ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA Ig-G	Dopo 3 Giorni	E.l.f.a.	tappo MARRONE
118	ANTICORPI ANTI TOXOPLASMA Ig-M	Dopo 3 Giorni	E.l.f.a.	tappo MARRONE
119	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI	Ogni Martedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
120	ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI	Ogni Martedì	Immunoenzimatica	Tappo Bianco
121	ANTICORPI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI	Martedì-Giovedì	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
122	ANTICORPI EPATITE B ANTIG. E (Hb-e-Ab)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
123	ANTICORPI RECETTORI DEL TSH	Ogni Mercoledì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
124	ANTICORPI VARICELLA Ig-G	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
125	ANTICORPI VARICELLA Ig-M	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
126	ANTICORPI VIRUS EPATITE A (Ig-M)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
127	ANTICORPI VIRUS EPATITE A TOTALI	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
128	ANTICORPI VIRUS MORBILLO Ig-G	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
129	ANTICORPI VIRUS MORBILLO Ig-M	Fra 7 Giorni*	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
130	ANTICORPI VIRUS PAROTITE Ig-G	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
131	ANTICORPI VIRUS PAROTITE Ig-M	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
132	ANTICORPI VIRUS ROSOLIA Ig-G	Dopo 3 Giorni	ELFA	tappo MARRONE
133	ANTICORPI VIRUS ROSOLIA Ig-M	Dopo 3 Giorni	E.l.f.a.	tappo MARRONE
134	ANTIGENE E VIRUS EPATITE B	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo rosso
135	ANTIGENE EPATITE B(HBsAg)	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo rosso
136	ANTITROMBINA III	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
137	APTOGLOBINA	Avviso Telefonico	immunonefelometrico	tappo rosso
138	ARACHIDE (F13)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
139	ASPERGILLUS FUMIGATUS (M3)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
140	ASSENZIO MAGGIORE (W5)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
141	ASSENZIO SELVATICO (W6)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
142	AUTOANTICORPI ANTI-RECETTORE DELL' ACETILCOLINA	Ogni Lunedì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
143	AZOTEMIA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
144	AZOTURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
145	BANANA (F92)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
146	BETA LATTOGLOBULINA (F77)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
147	BETA-2-MICROGLOBULINA	Dopo 3 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
148	BETULLA (T3)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
149	BIANCO D'UOVO (F1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
150	BILIRUBINA TOTALE	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
151	BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
152	BNP	Ogni Martedì	E.I.f.a.	tappo rosso
153	C-PEPTIDE	Mercoledì - Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
154	C1-NH ESTERASI INIBITORE	Dopo 3 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
155	C3 ATTIVATO	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
156	CA-125 (Ant. carboidratico 125)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
157	CA-15.3 (Ant. carboidratico 15.3)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
158	CA-19.9 (GICA)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
159	CACAO (F93)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
160	CALCEMIA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
161	CALCIO IONIZZATO	Dopo 5 giorni *	Potenziometria	tappo rosso
162	CALCITONINA	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
163	CALCIURIA Urine	Ogni Giorno	chimica secca	Provetta Urina
164	CALCIURIA Urine 24/ h.	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
165	CALPROTECTINA FECALE	Dopo 2 Giorni	Immunocromatografico	Contenitore feci
166	CALPROTECTINA FECALE	Dopo 2 Giorni	Immunocromatografico	Contenitore feci
167	CANDIDA ALBICANS (M5)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
168	CANNABINOIDI (T H C)	Ogni Giorno	Immunocromatografico	Provetta Urina
169	CAPACITA ´ FERROLEGANTE (Transferrina)	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
170	CARBAMAZEPINA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
171	CARBOSSIEMOBLOBINA	Dopo 6 giorni *		tappo viola
172	CARICO DI GLUCOSIO (Curvosio)			
173	CARNE DI BUE (F27)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
174	CARNE DI MAIALE (F26)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
175	CARNE DI POLLO (F83)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
176	CAROTA (F31)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
177	CASEINA (F78)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
178	CATECOLAMINE URINARIE	Fra 8 Giorni*	ZHPLC	URINA 24 ORE
179	CATENE KAPPA -LAMBDA	Dopo 2 Giorni	immunonefelometrico	URINA 24 ORE
180	CEA (Antig. Carcino Embrionale)	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
181	CERULOPLASMINA	Dopo 3 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
182	CICLOSPORINA	Avviso Telefonico		tappo rosso
183	CIOCCOLATO (F105)	Dopo 6 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
184	CIPRESSO MEDITERRANEO (T23)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
185	CITRATURIA	Dopo 4 Giorni	Colorimetrico	URINA 24 ORE
186	CK - MB	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
187	CLADOSPORIUM HERBARUM (M2)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
188	CLEARANCE DELLA CREATININA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
189	CLORO	Ogni Giorno	Potenziometria	tappo rosso
190	CLORURI URINARI	Ogni Giorno	Potenziometria	URINA 24 ORE
191	COBALAMINA (Vitamina B12)	Dopo 2 Giorni	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
192	CODOLINA (G6)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
193	COLESTEROLO HDL	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
194	COLESTEROLO L.D.L.	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
195	COLESTEROLO TOTALE	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
196	COLINESTERASI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
197	COMPLEMENTO C1Q	Ogni Settimana	E.l.i.s.a.	Tappo Bianco
198	CONTA BIANCHI LIQUIDO SINOVIALE	Ogni Giorno		contenitore sterile
199	CONTA DI ADDIS	Ogni giorno	Microscopico	URINE DELLE 12 ORE
200	CORTISOLO	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
201	Cortisolo ore 16	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
202	CORTISOLO URINARIO	Fra 10 Giorni*	immunochemilumnescenza	URINA 24 ORE
203	CORTISOLO URINARIO LIBERO	Fra 10 Giorni*	immunochemilumnescenza	URINA 24 ORE
204	CREATINA CHINASE (CK)	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
205	CREATININA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
206	CREATININA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
207	CREATININURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
208	CREATININURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
209	CRIOGLOBULINE	Dopo 4 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
210	CROMOGRANINA	Ogni Martedì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
211	Cross Laps	Fra 10 Giorni*	E.l.i.s.a.	tappo MARRONE
212	CUPREMIA	Dopo 6 Giorni	Colorimetrico	tappo rosso
213	CURVA DA CARISO ORALE FERRO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
214	CURVA DA CARISO ORALE FERRO DOPO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
215	CURVA DA CARISO ORALE FERRO DOPO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
216	CURVA DA CARISO ORALE FERRO DOPO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
217	CURVA GLICEMICA DA CARICO 3 DET.	Ogni Giorno	chimica secca	tappo grigio
218	CURVA GLICEMICA DA CARICO 4 DET.	Ogni Giorno	Chimica secca	tappo grigio
219	CURVA GLICEMICA DA CARICO DI GLUCOSIO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo grigio
220	CURVA GLICEMICA DA CARICO DI GLUCOSIO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo grigio
221	CURVA GLICEMICA DA CARICO DI GLUCOSIO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo grigio
222	CURVA INSULINEMICA DA CARICO	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
223	CURVA INSULINEMICA DA CARICO	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
224	CURVA INSULINEMICA DA CARICO	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
225	CURVA INSULINEMICA DA CARICO	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
226	CURVA INSULINEMICA DA CARICO	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
227	D -- DIMERO	Ogni Giovedì	Turbidimetrico	tappo blu
228	DEA-S (Deidroepiandrosterone solfato)	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
229	DEIDROEPIANDROSTERONE (DEA)	Ogni Giovedì	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
230	DELTA 4-ANDROSTENEDIONE	Ogni Giovedì	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
231	DENTE DI LEONE (W8)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
232	DERMATOPHAGOIDES FARINAE (D2)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
233	DERMATOPHAGOIDES PTERONISSINUS(D1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
234	DIGOSSINA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
235	DIIDROTESTOSTERONE (DHT)	Ogni Venerdì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
236	DISIALO TRANSFERRINA (CDT)	Dopo 5 Giorni	H.p.l.c.	tappo rosso
237	Dosaggio del C-peptide dopo 6´ dallo stimolo	Dopo 5 giorni *	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
238	DOSAGGIO DELLA SIDEREMIA DOPO CARICO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
239	DOSAGGIO EMATICO RENINA (pos. eretta)	Dopo 4 Giorni	radioimmunologico	Provetta tappo viola Renina
240	DOSAGGIO EMATICO RENINA (pos. supina)	Dopo 4 Giorni	radioimmunologico	Provetta tappo viola Renina
241	DOSAGGIO G.H. dopo stimolo con insulina	Dopo 6 giorni *	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
242	ELASTASI PANCREATICA	Dopo 2 Giorni	Immunocromatografico	Contenitore feci
243	ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE	Dopo 2 Giorni	eseguite in tecnica Capillare	Tappo Bianco
244	EMOCOLTURA in Aerobiosi	Fra 10 Giorni*	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
245	EMOCOLTURA in Anaerobiosi	Fra 10 Giorni*	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
246	EMOGLOBINA GLICOSILATA	Dopo 2 Giorni	HPLC	TAPPO VIOLA HBA1C
247	EMOGLOBINE ANOMALE	Ogni Giorno	HPLC	TAPPO VIOLA HBA
248	ENA PROFILE	Ogni Giovedì	Immunocromatografico	Tappo Bianco
249	ENOLASI NEURONE SPECIFICA (NSE)	Ogni Mercoledì	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
250	EOSINOFILI	Ogni Giorno	Citometria con laser,rilevazione resistiva	tappo viola

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
251	EOSINOFILI NEL MUCO FECALE	Ogni Giorno	Microscopico	Contenitore Feci
252	EOSINOFILI NEL MUCO NASALE	Ogni Giorno	Microscopico	Tampone
253	EPITELIO DI CANE (E2)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
254	EPITELIO DI GATTO (E1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
255	EPSTEI BARR VIRUS (Ig-M)	Martedì-Venerdì	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
256	EPSTEIN BARR VIRUS (Ig-G)	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
257	EPSTEIN BARR VIRUS (Ig-G)	Martedì-Venerdì	Immunoenzimatico	Tappo Bianco
258	EPSTEIN BARR VIRUS (Ig-M)	Martedì-Venerdì	Immunoenzimatico	Tappo Bianco
259	EPSTEIN BARR VIRUS ANTIG. PRECOCE (EA)	Dopo 3 Giorni	Immunofluorescenza	Tappo Bianco
260	ERBA CALI (W11)	Fra 12 Giorni*	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
261	ERBA CANINA (G2)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
262	ERBA MAZZOLINA (G3)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
263	ES. BATT. + ANTIBIOGRAMMA URETRA	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
264	ES. BATT.+ANTIBIOGR. TAMP.OCULARE	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
265	ES. BATT.+ANTIBIOGRAMMA FECI	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore feci
266	ES. BATT.+ANTIBIOGRAMMA TAMP.FAR.	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
267	ES. BATT.+ANTIBIOGRAMMA TAMP.NASALE	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
268	ES. BATTER. + ANTIBIOGRAMMA TAMP. TONS.	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
269	ES. BATTER. TAMP. FARINGEO	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
270	ES. BATTER.+ ANTIBIOGRAMMA	Dopo 5 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
271	ES. BATTERIOLOGICO AURICOLARE SINISTRO	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
272	ES. BATTERIOLOGICO DEL PUS FERITA	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
273	ES. BATTERIOLOGICO DELLO SPERMA	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Provetta Sperma
274	ES. BATTERIOLOGICO ESPETTORATO	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
275	ES. BATTERIOLOGICO URETRA	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
276	ES. COLT. + ANTIBIOGRAMMA (Kirby Bauer)	Dopo 3 Giorni		
277	ES. COLT. MIC	Dopo 3 Giorni		
278	ES. COLT. STREPTOCOCCUS TAMP. FAR.	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
279	ES. COLT. URINE + ANT. + MIC	Dopo 3 Giorni	campione di urine da mitto intermedio	Provetta Sterile per Urine
280	ES. COLT.+ ANTIBIOGRAMMA ESPETTORATO	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
281	ES.BATT.+ANTIB. Anaerobiosi	Dopo 4 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
282	ES.BATT.+ANTIB. EMOCOLTURA Aerob.	Dopo 4 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
283	ES.BATT.+ANTIB. EMOCOLTURA Anaer.	Dopo 4 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
284	ES.BATT.+ANTIBIOGRAMMA DEL PUS FERITA	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
285	ES.BATTERIOLOGICO VAGINALE	Dopo 5 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
286	ES.COLTURALE +ANTIBIOGRAMMA	Dopo 4 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Sterile
287	ESAME BATTER. TAMP. TONSILLARE	Dopo 2 Giorni	Colturale	Tampone
288	ESAME BATTERIOLOGICO FECI	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Contenitore Feci
289	ESAME BATTERIOLOGICO URINE	Dopo 4 Giorni	campione di urine da mitto intermedio	Provetta Sterile per Urine
290	ESAME CALCOLO (Ricerca qualitativa)	Fra 10 Giorni*	CATUChimico	
291	ESAME CITOLOGICO	Avviso Telefonico	Microscopico	Provetta urine CITUR
292	ESAME COLT. CAMP. BIOL. DIVERSI	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Provetta Sperma
293	ESAME COMPLETO DELLE FECI	Ogni Giorno	Microscopico	Contenitore Feci
294	ESAME COMPLETO DELLE URINE	Ogni Giorno	Analizzatore automatico Sysmex UF-1000	Provetta Urina
295	ESAME DEL LIQUIDO SEMINALE	Dopo 3 Giorni	Microscopico	Provetta Sperma
296	ESAME EMOCROMOCITOMETRICO	Ogni Giorno	Citometria con laser,rilevazione resistiva	tappo viola
297	ESAME PARASSITOLOGICO DELLE FECI	Dopo 2 Giorni	Microscopico	Contenitore Feci
298	ESAME PARASSITOLOGICO OSSIURI	Dopo 2 Giorni	Microscopico	Contenitore Feci
299	F S H	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
300	F T I	Ogni Giorno		

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
301	FARINACCIO SELVATICO (W10)	Fra 12 Giorni*	Chemiluminescenza	tappo MARRONE
302	FATTORE DI CRESCITA ATTIVO (IGF1)	Mercoledì - Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
303	FATTORE REUMATOIDE	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
304	FATTORE V DELLA COAGULAZIONE	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
305	FENITOINA	Ogni Giorno	Immunoenzimatica	tappo rosso
306	FENOBARBITAL	Ogni Giorno	Immunoenzimatico	tappo rosso
307	FERRITINA	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
308	FIBRINOGENO	Ogni Giorno	Coagulazione	tappo blu
309	FORMAGGIO DOLCE (F81)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
310	FORMAGGIO FERMENTATO (F82)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
311	FOSFATASI ALCALINA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
312	FOSFORO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
313	FOSFORO URINARIO	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
314	FRAGOLE (F44)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
315	FRAZIONE C3 DEL COMPLEMENTO	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
316	FRAZIONE C4 DEL COMPLEMENTO	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
317	G-6-PDH	Fra 5 Giorni*	Enzimatico	tappo viola
318	GAMBERI (F24)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
319	GAMMA-GT	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
320	GLICEMIA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
321	GLICEMIA DA CARICO 2 DET.	Dopo 24 ore	chimica secca	tappo grigio
322	GLICEMIA post-prandiale	Dopo 24 ore	chimica secca	tappo grigio
323	Glicosuria	Ogni Giorno	Enzimatico-Esochinasi	Provetta Urina
324	GLUTINE (F79)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
325	GRAMIGNA DEI PRATI (G8)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
326	GRANO (F4)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
327	GRUPPO SANGUIGNO + RH	Dopo 2 Giorni	Emoagglutinazione	tappo viola
328	H G H	Mercoledì - Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
329	HIV DUO (Antigene + Anticorpo)	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo rosso
330	HOLLISTER-STIER LABS (H2)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
331	HUMAN EPIDIDYMIS PROTEIN 4	Ogni Mercoledì	E.l.i.s.a.	tappo MARRONE
332	IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA		Colturale e Identificazione Biochimica	contenitore sterile
333	IDROSSIPROLINA	Ogni Settimana	HPLC	URINA 24 ORE
334	IGE TOTALI	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
335	IIMMUNOGLOBULINA I.G.A	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
336	IIMMUNOGLOBULINA I.G.M	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
337	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	Fra 8 Giorni*	Immunocromatografico	tappo rosso
338	Immunofissazione Sierica	Fra 10 Giorni*	Immunofissazione	Tappo Bianco
339	Immunofissazione Urinaria	Fra 10 Giorni*	Immunofissazione	Provetta IMFU
340	IMMUNOGLOBULINA I.G.G	Ogni Giorno	immunonefelometrico	tappo rosso
341	IMMUNOGLOBULINE CATENE Kappa e Lambda	Dopo 2 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
342	INIBINA B	Avviso Telefonico	chimica secca	tappo rosso
343	INSULINEMIA	Mercoledì - Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
344	INTOLLERANZA ALIMENTARE	Fra 7 Giorni*	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
345	L D H	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
346	L H	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
347	L.A.C. (PTT/L.A.)	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
348	LANCIUOLA (W9)	Fra 12 Giorni*	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
349	LATTE INTERO (F2)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
350	LATTICE (K82)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
351	LEUCOCITI FECALI	Dopo 2 Giorni	Microscopico	Contenitore feci
352	LIEVITO (F45)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
353	LIEVITO DI BIRRA (F403)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
354	LIPASI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
355	LITIO (in terapia)	Ogni Giorno	Potenziometria	tappo rosso
356	LOGLIARELLO (G5)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
357	MAGNESIO	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
358	MAGNESURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
359	MAIS(F292)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
360	MANDORLE (F20)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
361	MARGHERITA DEI PRATI (W7)	Fra 12 Giorni*	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
362	MELA (F49)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
363	MERLUZZO (F3)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
364	METILETILCHETONE	Fra 10 Giorni*	H.p.l.c.	tappo rosso
365	MICROALBUMINURIA	Ogni Giorno	immunonefelometrico	URINA 24 ORE
366	MICROALBUMINURIA	Ogni Giorno	immunonefelometrico	URINA 24 ORE
367	MIOGLOBINA	Dopo 2 Giorni	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
368	MIX AGRUMI	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
369	MUCOR RACEMOSUS (M4)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
370	NEISS. GONORRHOEAES. COLTURALE	Dopo 6 Giorni	Colturale	Tampone
371	NEISSERIAE IDENT. BIOCHIMICA	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
372	NOCCIOLE (F17)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
373	NOCE (F16)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
374	NUMERO DI DIBUCAINA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
375	OLEA EUROPEA (T9)	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
376	OMOCISTEINA	Dopo 5 Giorni	h.p.l.c.fluorimetrico	TAPPO VIOLA OMOCISTEINA
377	OPPIACEI (Morfina/Eroina)	Ogni Giorno	Immunocromatografico	Provetta Urina
378	PALEINO ODOROSO (G1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
379	PALEO DEI PRATI (G4)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
380	PANICO DISTICO (G17)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
381	PANNELLO DA 8 A 12	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
382	Pap test	Dopo 5 Giorni	Microscopico	Tampone
383	PARATORMONE INTATTO	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
384	PARIETARIA JUDAICA (W21)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
385	PARIETARIA OFFICINALIS (W19)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
386	PARVO VIRUS IgG	Ogni Giovedì	immunochemilumnescenza	Tappo Bianco
387	PARVO VIRUS IgM	Ogni Giovedì	immunochemilumnescenza	Tappo Bianco
388	PATATE (F35)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
389	PENICILLUM NOTATUM (M1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
390	PESCA (F95)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
391	PIOMBO	Dopo 6 Giorni	Assorbimento Atomico	tappo rosso
392	PISELLO (F12)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
393	POLVERE DI CASA (H1)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
394	POMODORO (F25)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
395	POTASSIO	Ogni Giorno	Potenziometria	tappo rosso
396	POTASSIURIA	Ogni Giorno	Potenziometria	URINA 24 ORE
397	PROCALCITONINA	Fra 10 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
398	PROGESTERONE	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
399	PROLATTINA	Ogni Giorno	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
400	PROTEINA C REATTIVA (Quant.)	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
401	PROTEINA DI BENCE JONES	Ogni Giorno	immunonefelometrico	URINA 24 ORE
402	PROTEINA C PLASMATICA	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
403	PROTEINA S ANTIGENE PLASMATICA	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
404	PROTEINE TOTALI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
405	PROTEINE TOTALI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
406	PROTEINE URINARIE	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
407	PROTEINE URINARIE	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
408	PROVE EMOGENICHE	Ogni Giorno	Coagulazione	PROVE EMOGENICHE
409	PSA Libero	Ogni Giorno	Chemiluminescenza -Hybritech	tappo MARRONE
410	PSA Totale	Ogni Giorno	Chemiluminescenza -Hybritech	tappo MARRONE
411	QUANTIFERON	Fra 15 Giorni*		
412	Rapporto Albuminuria/Creatininuria	Ogni Giorno	chimica secca	Provetta Urina
413	REAZIONE DI WAALER ROSE	Dopo 2 Giorni	immunonefelometrico	tappo rosso
414	REAZIONE di Weil-Felix	Dopo 2 Giorni	Agglutinazione	tappo rosso
415	RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA	Ogni Giovedì	Coagulazione	tappo blu
416	RESISTENZA INSULINEMICA	Mercoledì - Sabato		tappo MARRONE
417	RESISTENZA OSMOTICO GLOBULARE	Ogni Giorno	Colorimetrico	tappo viola
418	RETICOLOCITI	Ogni Giorno	Microscopico	tappo viola
419	RIC. MICETI IDENTIF. BIOCHIMICA	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
420	RICERCA ADENOVIRUS NELLE FECI	Dopo 3 Giorni	Emoagglutinazione	Contenitore feci
421	Ricerca Antigene HELICOBACTER nelle feci	Ogni Martedì	Cromatografico	Contenitore feci
422	RICERCA BACILLO DI KOCH	Dopo 3 Giorni	Ziehl-Neelsen	contenitore sterile
423	RICERCA DEL TRICHOMONAS	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
424	RICERCA DELLA GARDNERELLA	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
425	RICERCA DELLA YERSINIA NELLE FECI	Dopo 3 Giorni	Colturale	Contenitore Feci

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
426	RICERCA DIRETTA DELLA CLAMIDIA (IFA)	Ogni Mercoledì	Immunofluorescenza	Tampone
427	RICERCA DIRETTA DELLA CLAMIDIA (IFA)	Ogni Mercoledì	Immunofluorescenza	Tampone
428	RICERCA GIARDIA NELLE FECI	Dopo 2 Giorni	Microscopico	Contenitore Feci
429	RICERCA MICETI +ANTIMICOGRAMMA	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
430	RICERCA MYCOPLASMI UROGENITALI	Ogni Giovedì	Colturale	Tampone
431	RICERCA ROTAVIRUS NELLE FECI	Dopo 3 Giorni	Agglutinazione	Contenitore feci
432	RICERCA SANGUE OCCULTO FECI	Dopo 2 Giorni	Immunocromatografico	Contenitore Feci
433	RISO (F9)	Ogni Sabato	immunochemilumnescenza	tappo rosso
434	SCOTCH TEST	Dopo 6 Giorni		Vetrino
435	SEMI DI SOIA (F14)	Fra 12 Giorni*	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
436	SEX HORMON BINDING GLOBULIN(SHBG)	Mercoledì - Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
437	SIDEREMIA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
438	SIERODIAGNOSI DI WIDAL- WRIGHT	Dopo 2 Giorni	Agglutinazione	tappo rosso
439	SODIO (Na)	Ogni Giorno	Potenziometria	tappo rosso
440	SODIURIA	Ogni Giorno	Potenziometria	URINA 24 ORE
441	STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
442	STREPTOZYME	Ogni Giorno	Emoagglutinazione	tappo rosso
443	T A S	Ogni Giorno	Immuno-turbidimetrico	tappo rosso
444	T P A (Antigene Peptidico Tissutale TPA)	Mercoledì - Sabato	immunochemilumnescenza	tappo MARRONE
445	T.P.H.A.	Dopo 2 Giorni	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
446	TAMP. RETTALE CON ANTIBIOGRAMMA	Dopo 3 Giorni	Colturale	Tampone
447	TAMPONE NASALE	Dopo 3 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
448	Tampone oculare destro	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
449	Tampone oculare sinistro	Dopo 2 Giorni	Colturale e Identificazione Biochimica	Tampone
450	TEMPO DI PROTROMBINA (QUICK)	Ogni Giorno	Coagulazione	tappo blu

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
451	TEMPO DI PROTROMBINA (QUICK)	Ogni Giorno	Coagulazione	tappo blu
452	TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE	Ogni Giorno	Coagulazione	tappo blu
453	TEST DI COOMBS DIRETTO	Ogni Giorno	Agglutinazione	tappo viola
454	TEST DI COOMBS INDIRETTO	Ogni Giorno	Emoagglutinazione	tappo rosso
455	TEST DI FALCIZZAZIONE	Ogni Giorno	Agglutinazione	tappo viola
456	TEST DI GRAVIDANZA	Ogni Giorno	Immunocromatografico	PROVETTA GRAVIDANZA
457	TEST DI MANTOUX	Ogni Giorno		tappo MARRONE
458	TESTOSTERONE	Dopo 2 Giorni	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
459	TESTOSTERONE LIBERO	Ogni Venerdì	Immunoenzimatica	tappo MARRONE
460	TIREOGLOBULINA	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
461	TIREOTROPINA (TSH)	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza 3a generazione	tappo MARRONE
462	TIROXINA LIBERA (FT4)	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
463	TONNO (F40)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo rosso
464	TRANSAMINASI G.O. (AST)	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
465	TRANSAMINASI G.P. (ALT)	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
466	TRANSFERRINA	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
467	TRIGLICERIDI	Ogni Giorno	chimica secca	tappo rosso
468	TRIODOTIRONINA (FT3)	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
469	TROPONINA T	Dopo 24 ore	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
470	TUORLO D`UOVO (F75)	Ogni Sabato	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
471	URICURIA	Ogni Giorno	chimica secca	URINA 24 ORE
472	V.D.R.L. (Flocculazione)	Dopo 3 Giorni	Agglutinazione	tappo MARRONE
473	VALUTAZIONE FILTRATO GLOMERULARE	Dopo 4 Giorni	Colorimetrico	URINA 24 ORE
474	Varie			LIBERO
475	VELOCITA´ DI ERITROSEDIMENTAZIONE	Ogni Giorno		Tappo rosa

	ANALISI	DATA PREVISTA CONSEGNA	METODO ANALISI	PROVETTA
476	VITAMINA D3	Dopo 3 Giorni	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE
477	ZINCO	Dopo 6 Giorni	Assorbimento Atomico	tappo rosso
478	β-H.C.G. SIERICO	Ogni Giorno	immunochemiluminescenza	tappo MARRONE